




腸内細菌検査 容器シール貼り付けのお願い

容器へのシール貼り忘れが多発しております。
下図に従い、正しい位置にシールを貼り付けてご提出ください。

検体提出袋裏面に記載の案内に従い採便ください。




★ 適量を採取ください

★ カチッと鳴るまで
しっかりと閉めてください


★ テープをはがしてから
折り曲げ線で折り、
封をしてください

OK例



シールは点線の範囲への貼り付け
をお願いいたします。

NG例



貼り忘れ



縦貼り



上すぎる



下すぎる

迅速な検査結果ご提供のため、ご協力をお願いいたします。



検査・品質管理の総合コンサルティング企業

株式会社

BMLフード・サイエンス

東京事業所 03-5988-0217 札幌事業所 011-633-6861 名古屋営業所 052-365-2310
大阪事業所 06-4706-4400 福岡事業所 092-432-8441